

### Reagenzien (Reagenzintegrale)

[zurück zur Startseite](#)

#### TUMORMARKER

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® AFP	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314471	100	Humanserum, EDTA-, Heparin-Plasma und Fruchtwasser	25µL	150µL
LIAISON® CEA	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314311	100	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® CA 15-3®	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314301	100	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	10µL	150µL
LIAISON® CA 125 II™	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314211	100	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	100µL	150µL
LIAISON® CA 19-9™	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314171	100	Humanserum, EDTA- und Citrat-Plasma	100µL	150µL
LIAISON® Ferritin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	313551	100	Humanserum und -plasma	10µL	150µL
LIAISON® XL HCG	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	312321	100	Humanserum	30µL	150µL
LIAISON® β <sub>2</sub> -Microglobulin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314501	100	Humanserum, EDTA-, Heparin-, Citrat-Plasma und Urinprobe	100µL	150µL
LIAISON® PSA II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311320	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA- und Lithium-Heparin-Plasma	100µL	150µL
LIAISON® fPSA	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314391	100	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® TPA®-M	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314121	100	Humanserum	100µL	150µL
LIAISON® NSE	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314561	100	Humanserum und Liquor	25µL	150µL
LIAISON® S10 einschließl. S100 Calibrator (319117)	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	314701	100	Humanserum und Liquor	100µL	150µL
LIAISON® Thymidine Kinase	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310960	100	Humanserum und EDTA-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® Calcitonin II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310650	100	Humanserum	250µL	150µL
LIAISON® Tg II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	317220	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)). Für Plasmaproben bitte Gebrauchsanweisung beachten.	100µL	150µL
LIAISON® Tg II Gen Confirmatory	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	317222	50	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)). Für Plasmaproben bitte Gebrauchsanweisung beachten.	100µL	150µL

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

### Reagenzien (Reagenzintegrale)

[zurück zur Startseite](#)

#### SCHILDDRÜSE

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® TSH	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311211	100	Humanserum und -plasma	200µL	150µL
LIAISON® FT3	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311531	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® FT4	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311611	100	Humanserum und -plasma	50µL	150µL
LIAISON® T3	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311311	100	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	100µL	150µL
LIAISON® T4	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311411	100	Humanserum und -plasma	50µL	150µL
LIAISON® Anti-Tg	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311711	100	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Anti-TPO	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311701	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® TSH-R Ab	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311810	100	Humanserum und Lithium-Heparin-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® Tg II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	317220	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)). Für Plasmaproben bitte Gebrauchsanweisung beachten.	100µL	150µL
LIAISON® Tg II Gen Confirmatory	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	317222	50	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)). Für Plasmaproben bitte Gebrauchsanweisung beachten.	100µL	150µL

#### KNOCHEN- & MINERALSTOFFWECHSEL

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® 25-OH Vitamin D TOTAL	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310600	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST))	25µL	150µL
LIAISON® 25-OH Vitamin D TOTAL	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318360	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST))	25µL	150µL
LIAISON® XL 1,25 Dihydroxyvitamin D	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310980	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), EDTA- und Lithium-Heparin-Plasma	75µL	150µL
LIAISON® N-TACT® PTH II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	317910	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), EDTA- und Lithium-Heparin-Plasma	150µL	150µL
LIAISON® 1-84 PTH	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310630	100	Humanserum und EDTA-Plasma	150µL	200µL

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

### Reagenzien (Reagenzintegrale)

[zurück zur Startseite](#)

#### KNOCHEN- & MINERALSTOFFWECHSEL

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® Calcitonin II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310650	100	Humanserum	250µL	150µL
LIAISON® Osteocalcin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310950	100	Humanserum Für Plasmaproben bitte Gebrauchsanweisung beachten.	75µL	150µL
LIAISON® BAP OSTASE®	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310970	100	Humanserum	50µL	200µL
LIAISON® FGF 23	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318700	50	EDTA-Plasma	150µL	150µL

#### REPRODUKTION/WACHSTUM

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® LH	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	312201	100	Humanserum und EDTA-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® FSH	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	312251	100	Humanserum und Citrat-Plasma	25µL	150µL
LIAISON® Prolactin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	312151	100	Humanserum und -plasma	25µL	150µL
LIAISON® Prolactin xt	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	312171	100	Humanserum und -plasma	25µL	150µL
LIAISON® Testosterone xt	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318410	100	Humanserum und EDTA-Plasma	100µL	200µL
LIAISON® Estradiol II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310680	100	Humanserum	100µL	150µL
LIAISON® Progesterone II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310690	100	Humanserum	40µL	150µL
LIAISON® hGH	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310340	100	Humanserum	30µL	150µL
LIAISON® IGF-I	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	313231	100	Humanserum	20µL	150µL
LIAISON® Androstenedione	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318870	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)) und EDTA-Plasma	100µL	150µL
LIAISON® SHBG	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	319020	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)) und Lithium-Heparin-Plasma	20µL	150µL

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

### Reagenzien (Reagenzintegrale)

[zurück zur Startseite](#)

#### METABOLISMUS/DIABETES/ANÄMIE

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® Cortisol	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	313261	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- Citrat-Plasma und Urinprobe	50µL	150µL
LIAISON® ACTH	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	313221	100	gefroren aufbewahrtes EDTA-Plasma	150µL	150µL
LIAISON® Direct Renin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310470	100	EDTA-Plasma	205µL	150µL
LIAISON® Aldosterone	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310450	100	Humanserum, EDTA-Plasma- und Urinprobe	100µL	150µL
LIAISON® C-Peptid	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	316171	100	Humanserum, Heparin-, Citrat-Plasma und Urinprobe	50µL	150µL
LIAISON® Insulin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310360	100	Humanserum und EDTA-Plasma	60µL	150µL
LIAISON® DHEA-S	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310430	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	11µL	150µL
LIAISON® Vitamin B12	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318320	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)) und Lithium-Heparin-Plasma	100µL	150µL
LIAISON® Folate	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318370	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)) und Lithium-Heparin-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® Ferritin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	313551	100	Humanserum und -plasma	10µL	150µL

#### SEPSIS

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® MeMed BV®	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318470	100	Humanserum	200µL	150µL
LIAISON® BRAHMS MR-proADM™	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318480	100	EDTA-Plasma	50µL	150µL
LIAISON® BRAHMS PCT® II Gen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318040	100	Humanserum, Kalium-EDTA-, Lithium-Heparin- und Citrat-Plasma	100µL	150µL

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

#### INFEKTIONSSEROLOGIE

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® EBNA IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310520	100	Humanserum, Kalium-EDTA-, Heparin, und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® EA IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310540	100	Humanserum, Kalium-EDTA-, Heparin, und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® VCA IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310510	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® EBV IgM	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310500	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® HSV-1/2 IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310800	100	Humanserum, Kalium-EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	40µL	150µL
LIAISON® HSV-1 IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310830	100	Humanserum	10µL	150µL
LIAISON® HSV-2 IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310810	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® HSV-1/2 IgM	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310820	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Rubella IgG II	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	317260	100	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin- und Natrium-Heparin-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Rubella IgM	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310730	100	Humanserum, Kalium-EDTA- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® CMV IgG II	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310745	100	Humanserum, EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® CMV IgM II	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310755	100	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® CMV IgG Avidity II	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310765	25	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Toxo IgG II	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310780	100	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Toxo IgM	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310710	100	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® XL Toxo IgG Avidity	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310795	25	Humanserum, Kalium-EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® <i>Borrelia</i> IgG (Serum, CSF)	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310880	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma, Liquor	20µL (bei Liquor 50µL)	150µL (auch bei Liquor)

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

### Reagenzien (Reagenzintegrale)

[zurück zur Startseite](#)

#### INFEKTIONSSEROLOGIE

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® <i>Borrelia</i> IgM II (Serum)	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310010	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	30µL	150µL
LIAISON® <i>Borrelia</i> IgM quant. (Serum, CSF)	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310020	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma, Liquor	30µL (bei Liquor 50µL)	150µL (auch bei Liquor)
LIAISON® Lyme Detect®	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311030	65	Humanserum, EDTA-, Lithium-Heparin- und Citrat-Plasma Für QuantiFERON LymeDetect bitte Gebrauchsanweisung beachten.	50µL (IgM + IgG) + 60µL (je QFT-Röhrchen)	150µL (je QFT-Röhrchen)
LIAISON® VZV IgG HT	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311850	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin- und Natrium-Heparin-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® VZV IgM	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310860	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Biotrin Parvovirus B19 IgG Plus	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311540	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Biotrin Parvovirus B19 IgM Plus	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311560	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® <i>Bordetella pert.</i> Toxin IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318850	100	Humanserum, Kalium-EDTA-, Lithium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® <i>Bordetella pert.</i> Toxin IgA	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318860	100	Humanserum, Kalium-EDTA-, Lithium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® <i>Treponema</i> Screen	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310840	200	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	80µL	150µL
LIAISON® QuantiFERON® TB Gold Plus	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311050	200	QIAGEN QuantiFERON®-TB Gold Plus Blood Collection Tubes (Lithium-Heparin- und Natrium-Heparin-Plasma). Bitte Gebrauchsanweisung beachten.	60µL (je QFT-Röhrchen)	150µL (je QFT-Röhrchen)
LIAISON® QuantiFERON® TB Gold Plus II	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311090/ 311095	200/ 5 x 200	QIAGEN QuantiFERON®-TB Gold Plus Blood Collection Tubes (Lithium-Heparin- und Natrium-Heparin-Plasma). Bitte Gebrauchsanweisung beachten.	45µL (je QFT-Röhrchen)	150µL (je QFT-Röhrchen)
LIAISON® Measles IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318810	100	Humanserum, Kalium-EDTA- und Natrium-Heparin-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Measles IgM	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318820	50	Humanserum, Kalium-EDTA- und Lithium-Heparin-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Mumps IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318840	100	Humanserum, Kalium-EDTA- und Natrium-Heparin-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® Mumps IgM	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318830	50	Humanserum, Kalium-EDTA- und Heparin-Plasma	20µL	150µL

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

#### INFEKTIONSSEROLOGIE

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® <i>Legionella</i> Urinary Ag	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	311600	100	Urinprobe	200µL	150µL
LIAISON® <i>S. pneumoniae</i> Ag	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	310590	100	Urinprobe	200µL	150µL
LIAISON® <i>Mycoplasma pneum.</i> IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	317020	50	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), Kalium-EDTA-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® <i>Mycoplasma pneum.</i> IgM	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	317030	50	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), Kalium-EDTA-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® <i>Chlamydia trachomatis</i> IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	310570L	100	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® <i>Chlamydia trachomatis</i> IgA	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	310580L	100	Humanserum, Kalium-EDTA-, Lithium-Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® XL MUREX Chagas IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	310280	100	Humanserum, EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)-, CPD (Citrat-Phosphat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose-Adenin)-Plasma	10µL	150µL
LIAISON® XL Zika Capture IgM II	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	317150	100	Humanserum	25µL	150µL

#### SARS-COV-2

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	311510	110	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), Kalium-EDTA- und Lithium-Heparin-Plasma	10µL	150µL
LIAISON® SARS-CoV-2 Ag	<b>XL</b> <b>XS</b> LSN	311490	100	Trockener Nasenabstrich (NS), Nasopharyngealer Abstrich (NPS)	100µL	300µL

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

#### HEPATITISSEROLOGIE

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® Anti-HAV	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310170	100	Humanserum und Natrium-Heparin-Plasma	90µL	150µL
LIAISON® HAV IgM	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310180	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® XL MUREX HBsAg qual.	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	317250	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose-Adenin)-Plasma	150µL	150µL
LIAISON® XL MUREX HBsAg Confirmatory	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	317252	20	Humanserum und -plasma	Siehe LIAISON® XL MUREX HBsAg qual.	Siehe LIAISON® XL MUREX HBsAg qual.
LIAISON® XL MUREX HBsAg quant.	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310250	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), Kalium-EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose)-Plasma	150µL	150µL
LIAISON® HBsAg Confirmatory	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310110	20	Humanserum und -plasma	Siehe LIAISON® XL MUREX HBsAg quant.	Siehe LIAISON® XL MUREX HBsAg quant.
LIAISON® Anti-HBc	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310130	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	110µL	150µL
LIAISON® HBc IgM	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310140	50	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® HBeAg	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310150	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	90µL	150µL
LIAISON® Anti-HBe	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310160	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	90µL	150µL
LIAISON® XL MUREX Anti-HBs	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311220	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	150µL	150µL
LIAISON® XL MUREX Anti-HBs Plus	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311230	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin- und Citrat-Plasma	150µL	150µL
LIAISON® XL MUREX HCV Ab	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310240	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), Kalium-EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose)-Plasma	25µL	150µL
LIAISON® XL MUREX Anti-HDV	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311260	100	Humanserum, K <sub>2</sub> -EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, und Citrat-Plasma	20µL	150µL

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

### Reagenzien (Reagenzintegrale)

[zurück zur Startseite](#)

#### HEPATITISSEROLOGIE

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® XL MUREX Anti-HEV IgG	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311270	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose-Adenin)-Plasma	20µL	150µL
LIAISON® XL MUREX Anti-HEV IgM	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	311280	100	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), K <sub>2</sub> -EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose-Adenin)-Plasma	20µL	150µL

#### RETROVIREN

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® XL MUREX HIV Ab/Ag	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310260	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), Kalium-EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose-Adenin)-Plasma	200µL	150µL
LIAISON® XL MUREX HIV Ab/Ag HT	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310290	200	Humanserum (einschließlich Serum im Serumentrennröhrchen (SST)), Kalium-EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)-, CPD (Citrat-Phosphat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose-Adenin)-Plasma	200µL	150µL
LIAISON® XL MUREX recHTLV-I/II	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	310270	200	Humanserum, EDTA-, Kaliumoxalat-, Lithium-Heparin-, Natrium-Heparin-, Citrat-, ACD (Acid-Citrat-Dextrose)-, CPD (Citrat-Phosphat-Dextrose)- und CPDA (Citrat-Phosphat-Dextrose-Adenin)-Plasma	100µL	150µL

#### STUHLDIAGNOSTIK

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® C. difficile GDH	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318910	100	Stuhlprobe		
LIAISON® C. difficile Toxins A&B	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318900	100	Stuhlprobe		
LIAISON® Meridian H. pylori SA	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318200	100	Stuhlprobe		
LIAISON® Calprotectin	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	318960	100	Stuhlprobe		
LIAISON® Elastase-1	<b>XL</b> <b>XS</b> <b>LSN</b>	319140	100	Stuhlprobe		

\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.

### Reagenzien (Reagenzintegrale)

[zurück zur Startseite](#)

#### STUHLDIAGNOSTIK

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® Rotavirus	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	318940	100	Stuhlprobe		
LIAISON® Adenovirus	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	318950	100	Stuhlprobe		
LIAISON® <i>Campylobacter</i> Ag	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	318080	100	Stuhlprobe		
LIAISON® <i>H. pylori</i> IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	318980	100	Humanserum	10µL	150µL

#### AUTOIMMUNDIAGNOSTIK

Produktbezeichnung	Verfügbarkeit	Bestell-Nr.	Kitgröße*	Matrices	Probenvolumen	Totvolumen
LIAISON® tTG IgA	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310320	100	Humanserum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	20µl	150µL
LIAISON® Cardiolipin IgG	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310370	50	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	10µL	150µL
LIAISON® Cardiolipin IgM	<a href="#">XL</a> <a href="#">XS</a> <a href="#">LSN</a>	310380	50	Humanserum, EDTA- und Heparin-Plasma	10µL	150µL

#### Diasorin Immunoassay Produktkatalog

Erkunden Sie unser umfangreiches Portfolio mit über 130 Chemilumineszenz-Assays aus den verschiedenen klinischen Bereichen in unserem interaktiven Immunoassay Produktkatalog. Zahlreiche Produktflyer stehen Ihnen direkt zum Download zur Verfügung.

Den QR-Code können Sie anklicken oder scannen:



\*Alle LIAISON® Kits werden mit Kalibratoren, entweder im Integral oder lyophilisiert, geliefert. Ausnahme Confirmatory Kits benötigen keine Kalibratoren.