

# WARTUNGSUMFANG Luminex® MAGPIX®



Durchschnittlicher Arbeitsaufwand 2 bis 3 Stunden.



Im Rahmen unserer Wartungs- und Serviceverträge sind die Arbeits- und Reisezeiten innerhalb regulärer Arbeitszeiten (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr mit Ausnahme von Feiertagen) inkludiert.



Zur Beauftragung einer Wartung außerhalb unserer Wartungs- und Serviceverträge fordern Sie bitte zunächst einen Kostenvoranschlag bei uns an – E-Mail: [service\\_de@diasorin.com](mailto:service_de@diasorin.com).



Für die regelmäßigen Wartungen im Rahmen unserer vertraglichen Servicevereinbarungen kommt unser Dispatch-Team zwecks Terminvereinbarung auf Sie zu.

## 1 Säuberung und Dekontamination des Analyzers

- Reinigung und Dekontamination aller äußeren Oberflächen
- Reinigung und Dekontamination des Analyzers

## 2 Reinigung und Funktionstest der Baugruppen

- Reinigung der Baugruppen
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Baugruppen

## 3 Überprüfung und Austausch von Bauteilen

- Reinigung des Luftfilters und ggf. Austausch
- Austausch der Spritze
- Austausch des Probensondenschlauchs
- Austausch des Antriebsflüssigkeitsfilters
- Überprüfung und Justage der Y-Plattform
- Durchführung des Aufheiztests

## 4 Reinigung der Baugruppen

- Reinigung der Module
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Baugruppen

## 5 Qualifizierungstest

- Durchführung des Selbsttests
- Durchführung eines Kalibrierungslaufs
- Durchführung eines Kontrolllaufs

### ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN MAGPIX®:

Scannen oder klicken Sie auf den QR-Code und Sie erhalten weitere Informationen.

<https://dsd-home.diasorin.de/analysegeraete/luminex-magpix-system>

